

Anticorps Polyclonal Anti-Sphk2 Pour Wb, Elisa - Q9Nra0

Numéro d'article: CM0025108

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le SPHK2 humain, validé pour les applications de Western blot (WB) et ELISA. Détecte le SPHK2 humain, de souris et de rat avec un poids moléculaire prédit de 69 kDa. Idéal pour la recherche sur l'apoptose et le métabolisme des lipides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SPHK2 Lapin pAb
Remarques/Alias	SK 2; SK-2; SPK 2; SPK-2; SPHK2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	56848
ID de gène	56848
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-165 du SPHK2 humain (NP_001191088.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NRA0
Poids de la protéine	69kDa
Expédition	Sac de glace