


Anticorps Polyclonal Anti-Spi1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P17947

Numéro d'article: CM0019975



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le facteur de transcription humain SPI1/PU.1. Adapté aux applications WB, IHC-P, ELISA. Détecte le SPI1 humain et murin. Essentiel pour la recherche sur le destin des cellules hématopoïétiques et la régulation génique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SPI1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	OF ; PU.1 ; AGM10 ; SFPI1 ; SPI-1 ; SPI-A ; SPI1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6688
GeneID	6688
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 17-98 du SPI1 humain (NP_003111.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P17947
Poids moléculaire protéique	31 kDa
Expédition	Sac de glace