

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Spib Pour Wb, Elisa - Q01892

Numéro d'article: CM0028206

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine SPIB humaine, un facteur de transcription impliqué dans le développement des cellules dendritiques plasmacytoïdes et la signalisation du récepteur des cellules B. Validé pour les applications WB et ELISA.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SPIB Rabbit pAb
Remarques / Alias	SPI-B ; SPIB
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	6689
Identifiant du gène	6689
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-262 de la SPIB humaine (NP_003112.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q01892
Poids de la protéine	29 kDa
Expédition	Sachet de glace