

Anticorps Polyclonal Anti-Spice1 Pour Western Blot Et Elisa - Q8N0Z3

Numéro d'article: CM0029869

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la SPICE1 humaine (protéine associée au fuseau mitotique et aux centrioles 1), validé pour le Western Blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Adapté aux études sur la duplication des centrioles, la formation du fuseau mitotique et la mitose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	SPICE1 pAb de lapin
Remarques / Alias	SPICE; CCDC52; SPICE1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	152185
GeneID	152185
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-220 de la SPICE1 humaine (NP_653319.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8N0Z3
Poids moléculaire de la protéine	96kDa
Expédition	Sac de glace