

Anticorps Monoclonal Anti-Glycoprotéine Spike Pour Wb, If/Icc, Elisa - P0Dtc2

Numéro d'article: CM0002102



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant la glycoprotéine spike du SARS-CoV-2 (protéine S) pour les applications WB, IF/ICC, ELISA. Détecte une bande d'environ 141 kDa. Convient pour les études d'entrée virale et d'interaction avec l'hôte.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SARS-CoV-2 3CLpro Lapin mAb
Remarques/Alias	Glycoprotéine Spike ; S ; SARS-CoV-2 3CLpro
Espèce	Syndrome respiratoire aigu sévère coronavirus 2
GeneID	43740578
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-306 de la 3CLpro du coronavirus (YP_009725295.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Poids Protéique	141kDa
Expédition	Sac de glace