


Anticorps Polyclonal Anti-Spin1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y657

Numéro d'article: CM0027696



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant SPIN1 (Spindlin-1), un lecteur de chromatine qui reconnaît H3K4me3K9me3 et active la signalisation Wnt. Validé pour WB, IHC-P, ELISA, avec réactivité croisée pour l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le cancer et l'épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SPIN1 Lapin pAb
Remarques/Alias	SPIN; TDRD24; SPIN1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	10927
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-262 de SPIN1 humain (NP_006708.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y657
Poids Protéique	30kDa
Expédition	Sac de glace