

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Spin2B Pour Wb Et Elisa - Q9Bpz2

Numéro d'article: CM0025428



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SPIN2B (29 kDa) validé pour WB et ELISA. Détecte la protéine humaine SPIN2B et présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. SPIN2B est une protéine nucléaire impliquée dans la régulation du cycle cellulaire et l'apoptose, avec une activité de liaison à H3K4me3.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SPIN2B Rabbit pAb
Remarques / Alias	SPIN-2; TDRD26; SPIN-2B; dJ323P24.2; SPIN2_duplicate; SPIN2B
Espèce	Humain
Identifiant de gène	474343
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 258 de la protéine SPIN2B humaine (NP_001006682.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BPZ2
Poids de la protéine	29 kDa
Expédition	Sac de glace