

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Spink1 Pour If/Icc, Elisa - P00995

Numéro d'article: CM0014738



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SPINK1 validé pour les applications IF/ICC et ELISA. Détecte le SPINK1 humain, un inhibiteur de sérine protéase impliqué dans la fonction pancréatique et la biologie de la reproduction. Idéal pour les usages IVD et la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SPINK1 Lapin pAb
Remarques/Alias	TCP, PCTT, PSTI, TATI, Spink3, SPINK1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6690
GeneID	6690
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-79 du SPINK1 humain (NP_003113.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P00995
Poids Protéique	9kDa
Expédition	Sac de glace