

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Spink5/Lekti Pour Wb, Elisa - Q9Nq38

Numéro d'article: CM0002918



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-SPINK5/LEKTI de haute qualité validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'Humain, la Souris, le Rat. Immunogène recombinant, adapté à la recherche sur l'inhibiteur de sérine protéase et la fonction de barrière cutanée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SPINK5 / LEKTI AcM de lapin
Remarques/Alias	NS ; NETS ; LEKTI ; LETKI ; VAKTI ; SPINK5 / LEKTI
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	11005
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100-200 de SPINK5/LEKTI humain (Q9NQ38)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NQ38
Poids moléculaire de la protéine	121 kDa
Expédition	Sac de glace