

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Spk (Topk) - Q96Kb5

Numéro d'article: CM0030411



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SPK (TOPK) pour Western Blot (WB), IHC-P et ELISA. Réagit avec des échantillons humains et de rat. Détecte une protéine de 36 kDa ; idéal pour la recherche sur les antigènes cancer/testicule et la signalisation des kinases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SPK Lapin pAb
Remarques/Alias	SPK ; CT84 ; TOPK ; HEL164 ; Nori-3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55872
GeneID	55872
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-322 de la SPK humaine (NP_060962.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q96KB5
Poids moléculaire	36kDa
Expédition	Sac de glace