

Anticorps Polyclonal Anti-Spock3 Pour Wb, Elisa - Q9Bq16

Numéro d'article: CM0018160

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre SPOCK3 humain (Testican-3), validé pour WB et ELISA. Réagit également avec les protéines humaines, murines et de rat. Pour la recherche sur la neurogenèse et l'invasion tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SPOCK3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	TES-3 ; TICN3 ; HSAJ1454 ; SPOCK3
Espèce	Humaine
ID du gène	50859
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 180 à 380 de la protéine SPOCK3 humaine (NP_001035249.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q9BQ16
Poids moléculaire	49 kDa
Expédition	Sac de glace