


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Spon2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bud6

Numéro d'article: CM0014296



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le SPON2 humain (MINDIN/DIL-1), validé pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA. Reconnaît une protéine de matrice extracellulaire sécrétée impliquée dans l'adhésion cellulaire et l'immunité innée. Réagit de manière croisée avec le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	SPON2 pAb de lapin
Remarques/Alias	DIL1 ; DIL-1 ; MINDIN ; M-SPONDIN ; SPON2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	10417
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-150 du SPON2 humain (NP_036577.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q9BUD6
Poids moléculaire de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac de glace