

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Spop Pour Wb, Elisa - O43791

Numéro d'article: CM0002452



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant la SPOP humaine (O43791). Validé pour WB et ELISA ; adapté à la recherche sur l'ubiquitination, la dégradation protéasomale, les interactions hôte-virus et la réplication de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-SPOP
Remarques/Alias	TEF2 ; BTBD32 ; NSDVS1 ; NSDVS2 ; NEDMACE ; NEDMIDF ; SPOP
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	8405
ID de gène	8405
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 250-350 de la SPOP humaine (O43791).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O43791
Poids de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac de glace