


Anticorps Polyclonal Anti-Sppl2A Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Tct8

Numéro d'article: CM0016126



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre SPPL2A humain (IMP3/PSL2), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Détecte la SPPL2A endogène chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche en immunologie et sur les protéases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SPPL2A Rabbit pAb
Remarques/Alias	IMP3, PSL2, IMD86, SPPL2A
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	84888
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 421-520 de la SPPL2A humaine (NP_116191.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q8TCT8
Poids moléculaire	58 kDa
Expédition	Sac réfrigérant