


## Anticorps Polyclonal Anti-Spr (Réductase De La Sépiaptérine) Pour Wb, Elisa - P35270

Numéro d'article: CM0017478



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la SPR humaine (réductase de la sépiaptérine), validé pour la WB et l'ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la biosynthèse de la tétrahydrobioptérine et des recherches connexes sur la dystonie.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                    | Valeur                                                                                                                         |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit               | SPR Rabbit pAb                                                                                                                 |
| Remarques/alias              | SDR38C1; SPR                                                                                                                   |
| Espèce                       | Humaine                                                                                                                        |
| Identifiant du gène (humain) | 6697                                                                                                                           |
| Immunogène                   | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 261 de la SPR humaine (NP_003115.1) |
| Source                       | Lapin                                                                                                                          |
| Catégorie                    | Anticorps polyclonaux                                                                                                          |
| Application                  | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Réactivité croisée           | Humain, souris, rat                                                                                                            |
| SWISS                        | P35270                                                                                                                         |
| Poids moléculaire            | 28 kDa                                                                                                                         |
| Expédition                   | Sac réfrigérant                                                                                                                |