

Anticorps Monoclonal Anti-Sprouty 2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O43597

Numéro d'article: CM0010433



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la protéine Sprouty 2 (SPRY2) humaine pour les applications Western blot, IHC-P et ELISA, avec réactivité croisée chez le rat. Adapté pour l'étude de la signalisation FGF et la biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Sprouty 2 Rabbit mAb
Remarques / Alias	IGAN3; hSPRY2; Sprouty 2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10253
GeneID	10253
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 216 et 315 de la Sprouty 2 humaine (O43597).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	O43597
Poids de la protéine	35 kDa
Expédition	Sac de glace