

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sprrr1A Pour Wb, If-P, Elisa - P35321

Numéro d'article: CM0019595

Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin SPRR1A (pAb) cible la cornifine-A (SPRR1A). Validé pour la WB, l'IF-P et l'ELISA avec une réactivité croisée chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les recherches sur la différenciation des kératinocytes, la barrière cutanée et l'enveloppe cornifiée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SPRR1A pAb de lapin
Remarques/alias	SPRK ; SPRR1A
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	6698
ID du gène	6698
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 89 de la SPRR1A humaine (NP_005978.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P35321
Poids moléculaire	10 kDa
Expédition	Sac de glace