

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sprtn Pour Western Blot Et Elisa - Q9H040

Numéro d'article: CM0016549



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine SPRTN (DVC1/Spartan), une métalloprotéase dépendante de l'ADN cruciale pour la réparation des pontages ADN-protéines et la stabilité génomique. Validé pour le Western blot et l'ELISA ; détecte une protéine d'environ 55 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SPRTN Rabbit pAb
Remarques/Alias	DVC1 ; PRO4323 ; spartan ; C1orf124 ; SPRTN
Espèce	Humain
Identifiant du gène	83932
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-240 de la protéine humaine SPRTN (NP_001010984.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9H040
Poids moléculaire de la protéine	55 kDa
Expédition	Sac de glace