

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Spry2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O43597

Numéro d'article: CM0023422



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin SPRY2 validé pour le Western blot (WB), l'immunohistochimie (IHC-P) et l'ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. Convient pour l'étude de la signalisation FGF, du développement et de l'ubiquitination de l'EGFR.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb Lapin SPRY2
Remarques/Alias	IGAN3 ; hSPRY2 ; SPRY2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10253
GeneID	10253
Immunogène	Peptide synthétique [Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de SPRY2 humain (NP_005833.1)]
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	O43597
Poids Moléculaire Protéique	35kDa
Expédition	Sac de glace