

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Spry3 Pour Wb, Elisa - O43610

Numéro d'article: CM0016484

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre SPRY3 humain, validé pour WB et ELISA. Détecte la protéine sprouty homologue 3, un antagoniste de la signalisation MAPK impliqué dans la neurogenèse et l'organogenèse. Convient pour les études sur les tissus cérébraux et cardiaques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SPRY3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	spry-3 ; SPRY3
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	10251
Identifiant du gène	10251
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200 et l'extrémité C-terminale de SPRY3 humain (NP_005831.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O43610
Poids moléculaire de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac de glace