


Anticorps Polyclonal Anti-Spsb1 Pour Wb Et Elisa - Q96Bd6

Numéro d'article: CM0015199



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le SPSB1 humain, adapté pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec les protéines humaines, murines et de rat. Cible un régulateur clé de la production d'oxyde nitrique et de la dégradation médiée par l'ubiquitine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin SPSB1
Remarques/Alias	SSB1 ; SSB-1 ; SPSB1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	80176
GeneID	80176
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-60 du SPSB1 humain (NP_079382.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96BD6
Poids protéique	31 kDa
Expédition	Sac de glace