

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sptbn1 Pour Wb Et Elisa - Q01082

Numéro d'article: CM0026569



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la SPTBN1 humaine (spectrine bêta-II), validé pour WB et ELISA. Détecte la SPTBN1 humaine et murine, ~275kDa. Idéal pour la recherche sur le cytosquelette et les membranes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SPTBN1 Lapin pAb
Remarques/Alias	ELF; SPTB2; DDISBA; HEL102; betaSpII; SPTBN1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	6711
ID de gène	6711
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2100-2200 de la SPTBN1 humaine (NP_003119.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q01082
Poids moléculaire	275kDa
Expédition	Sac de glace