

Anticorps Polyclonal Anti-Spz1 Pour Wb Et Elisa - Q9Bxg8

Numéro d'article: CM0023611

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine SPZ1 humaine, validé pour WB et ELISA. Il reconnaît la SPZ1 humaine et de rat, un facteur de transcription impliqué dans la spermatogenèse. Idéal pour la recherche en biologie de la reproduction et en cancérologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SPZ1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CILD38; NYD-TSP1; PPP1R148; SPZ1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	84654
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 430 de la SPZ1 humaine (NP_115956.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q9BXG8
Poids de la protéine	49 kDa
Expédition	Sac de glace