

Anticorps Polyclonal Anti-Sqle Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14534

Numéro d'article: CM0020603



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre la squalène monooxygénase humaine (SQLE) pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Validé chez l'homme, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme du cholestérol et les maladies du foie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	SQLE Rabbit pAb
Remarques/Alias	SQLE
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6713
GeneID	6713
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 300-400 de la SQLE humaine (NP_003120.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14534
Poids protéique	64kDa
Expédition	Sac de glace