


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Sqs/Fdft1 Pour Wb, Elisa - P37268

Numéro d'article: CM0010313



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la SQS/FDFT1 (squalène synthase) humaine. Validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme du cholestérol et la biosynthèse des lipides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-SQS/FDFT1
Remarques / Alias	SS; SQS; DGPT; ERG9; SQSD; SQS/FDFT1
Espèce	Humain
GeneID	2222
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 150 et 250 de la SQS/FDFT1 humaine (P37268)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P37268
Poids de la protéine	48kDa
Expédition	Sac de glace