


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sqs/Fdft1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P37268

Numéro d'article: CM0025925



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la SQS/FDFT1 humaine (Squalène synthase), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour les études sur la biosynthèse du cholestérol. Immunogène : protéine recombinante (aa 1-260).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SQS/FDFT1 Lapin pAb
Remarques/Alias	SS; SQS; DGPT; ERG9; SQSD; SQS/FDFT1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2222
GeneID	2222
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 de la SQS/FDFT1 humaine (NP_004453.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P37268
Poids de la protéine	48kDa
Expédition	Sac de glace