

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sqstm1 Pour Wb, Elisa - Q64337

Numéro d'article: CM0022823



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant SQSTM1/p62. Convient pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Détecte le SQSTM1 humain, de souris et de rat avec une bande attendue près de 48 kDa. Idéal pour les études sur l'autophagie et la signalisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SQSTM1 Lapin pAb
Remarques/Alias	Osi, p62, A170, STAP, OSF-6, STONE14, SQSTM1
Espèce	Souris
ID de gène	18412 (Souris)
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 250-350 du SQSTM1 de souris (NP_035148.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonal
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q64337
Poids de la protéine	48kDa
Expédition	Sac de glace