


Anticorps Monoclonal Anti-Sqstm1/P62 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q13501

Numéro d'article: CM0002213



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre SQSTM1/p62 humain (Q13501). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, et présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur l'autophagie et les neurodégénérescences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SQSTM1/p62 Rabbit mAb
Remarques/Alias	p60; p62; A170; DMRV; OSIL; PDB3; ZIP3; p62B; NADGP; FTDALS3; SQSTM1/p62
Espèce	Humain
Identifiant du gène	8878
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 341-440 de SQSTM1/p62 humain (Q13501)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13501
Poids moléculaire protéique	48kDa
Expédition	Sac de glace