


Anticorps Polyclonal Anti-Sqstm1/P62 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13501

Numéro d'article: CM0025834



Introduction

Anticorps polyclonal Anti-SQSTM1/p62 pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconnaît SQSTM1/p62 (48 kDa) humain, souris et rat. Outil clé pour les études sur l'autophagie, la signalisation de l'ubiquitine et la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SQSTM1/p62 Rabbit pAb
Remarques / Alias	p60; p62; A170; DMRV; OSIL; PDB3; ZIP3; p62B; NADGP; FTDALS3; SQSTM1/p62
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8878
GeneID	8878
Immunogène	Protéine recombinante (protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-440 de SQSTM1/p62 humain (NP_003891.1))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13501
Poids de la protéine	48 kDa
Expédition	Sac de glace