


Anticorps Polyclonal Anti-Sr-B2/LimpII Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q14108

Numéro d'article: CM0016245



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant SR-B2/LIMP2 humain (LIMP2/LGP85/CD36L2). Validé pour WB, IF/ICC et ELISA, avec une réactivité croisée chez l'humain, la souris et le rat. Convient aux études sur le récepteur lysosomal et l'entrée de l'entérovirus 71.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SR-B2/LIMP2 Rabbit pAb
Remarques/alias	AMRF, EPM4, LGP85, CD36L2, HLG85, LIMP-2, LIMP2, SR-B2, SR-B2/LIMP2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	950
GeneID	950
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 200-380 de SR-B2/LIMP2 humain (NP_005497.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q14108
Poids moléculaire	54 kDa
Expédition	Sac de glace