


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Sr-B2/LimpII Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q14108

Numéro d'article: CM0010008



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la protéine SR-B2/LIMP2 humaine (protéine membranaire lysosomique 2), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Utile pour l'étude du ciblage lysosomal de GBA1 et de l'entrée de l'entérovirus 71.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-SR-B2/LIMP2 de lapin
Remarques/Alias	AMRF; EPM4; LGP85; CD36L2; HLG85; LIMP-2; LIMP2; SR-BII; SR-B2/LIMP2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	950
Identifiant du gène	950
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de SR-B2/SR-B2/LIMP2 humain (Q14108).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14108
Poids de la protéine	54 kDa
Expédition	Sac de glace