

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Sr-Bi Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Wtv0

Numéro d'article: CM0002956

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le SR-BI humain (Q8WTV0). Validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme des lipoprotéines, l'entrée virale et la phagocytose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	SR-BI Rabbit mAb
Remarques/Alias	CLA1 ; SRB1 ; CLA-1 ; SR-BI ; CD36L1 ; HDLCQ6 ; HDLQTL6
Espèce	Humain
Identifiant du gène	949
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du SR-BI humain (Q8WTV0)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8WTV0
Poids moléculaire de la protéine	61 kDa
Expédition	Sac de glace