

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sr-Bi Pour Wb Et Elisa - Q8Wtv0

Numéro d'article: CM0017764

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le SR-BI humain (CLA1, CD36L1), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Convient à l'étude de l'homéostasie du cholestérol, de l'entrée du VHC et de la biologie des récepteurs éboueurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SR-BI pAb de lapin
Remarques/Alias	CLA1 ; SRB1 ; CLA-1 ; SR-BI ; CD36L1 ; HDLCQ6 ; HDLQTL6
Espèce	Homme
GeneID (humain)	949
GeneID	949
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 du SR-BI humain (NP_005496.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	Q8WTV0
Poids de la protéine	61 kDa
Expédition	Poche de glace