

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Répétition De Protéine Sr Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q13247

Numéro d'article: CM0012357



Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin reconnaît la répétition de protéine SR (SRSF6/SRP55) chez l'homme, la souris et le rat. Validé pour WB, IHC-P, IP et ELISA. Poids moléculaire ~40 kDa. Convient pour la recherche sur l'épissage et les études de modèles de maladies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-répétition de protéine SR
Remarques/Alias	B52 ; SFRS6 ; SRP55 ; HEL-S-91 ; Répétition de protéine SR
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6431
GeneID	6431
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 de la répétition de protéine SR humaine (Q13247)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13247
Poids protéique	40 kDa
Expédition	Sac de glace