


Anticorps Polyclonal Anti-Sra1 Pour Wb, Elisa - Q9Hd15

Numéro d'article: CM0021393



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-SRA1 pour WB et ELISA. Cible la protéine SRA1 (SRAP) humaine, un coactivateur transcriptionnel impliqué dans la régulation des récepteurs stéroïdiens et la tumorigenèse. Réactivité croisée avec l'homme et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SRA1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	SRA; SRAP; STRAA1; pp7684; SRA1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	10011
ID du gène	10011
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-100 de la SRA1 humaine (NP_001030312.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q9HD15
Poids de la protéine	24 kDa
Expédition	Sachet de glace