

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Src Pour Wb Et Elisa - P12931

Numéro d'article: CM0015708



Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin cible la protéine Src humaine (c-Src, p60-Src) avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Validé pour le WB et l'ELISA, il soutient la recherche sur la signalisation par tyrosine kinase, l'adhésion cellulaire et l'oncogénèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Src Rabbit pAb
Remarques / Alias	ASV; SRC1; THC6; c-SRC; p60-Src; Src
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	6714
ID du gène	6714
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 410-536 de la Src humaine (NP_005408.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	P12931
Poids de la protéine	60 kDa
Expédition	Sac de glace