

Anticorps Polyclonal Anti-Srd5A1 Pour Wb, Elisa - P18405

Numéro d'article: CM0015001

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le SRD5A1 humain, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation des androgènes, le métabolisme des stéroïdes et la différenciation sexuelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SRD5A1 Lapin pAb
Remarques/Alias	S5AR 1 ; SRD5A1
Espèce	Humain
Identifiant du gène	6715
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100-200 du SRD5A1 humain (NP_001038.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P18405
Poids protéique	29 kDa
Expédition	Sac de glace