


Anticorps Monoclonal Anti-Srd5A2 Pour Wb, Elisa - P31213

Numéro d'article: CM0003682



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant SRD5A2, validé pour WB et ELISA. Détecte le SRD5A2 humain, murin et de rat, une enzyme clé du métabolisme des androgènes. Convient pour la recherche en biologie de la prostate. P31213.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SRD5A2 Rabbit mAb
Espèce	Humain
GeneID	6716 (Humain)
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du SRD5A2 humain (P31213).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P31213
Poids protéique	28 kDa
Expédition	Sac de glace