

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Srebf1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P36956

Numéro d'article: CM0016375



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant SREBF1 humain (SREBP1), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Idéal pour l'étude de la biosynthèse du cholestérol, de l'homéostasie lipidique et de la régulation métabolique. Réagit également avec les protéines de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SREBF1 pAb de lapin
Remarques/alias	HMD, IFAP2, SREBP1, bHLHd1, SREBF1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6720
GeneID	6720
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 200-310 de SREBF1 humain (NP_004167.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P36956
Poids moléculaire	122 kDa
Expédition	Sac de glace