


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Srebf2 Pour Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q12772

Numéro d'article: CM0020421



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le SREBF2 humain (SREBP-2), un facteur de transcription majeur de la biosynthèse du cholestérol. Compatible avec le Western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA ; réactivité croisée avec la souris. Pour les études du métabolisme lipidique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SREBF2 pAb de lapin
Remarques/Synonymes	SREBP2 ; bHLHd2 ; SREBP-2
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	6721
ID du gène	6721
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 401 et 500 du SREBF2 humain (NP_004590.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris
SWISS	Q12772
Poids moléculaire	124 kDa
Expédition	Poche de glace