

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Srf (Mcm1) Pour Wb Et Elisa - P11831

Numéro d'article: CM0021559



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le SRF humain (facteur de réponse au sérum), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit également avec la souris. Convient aux recherches en transcription et en biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SRF Rabbit pAb
Remarques/Alias	MCM1 ; SRF
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	6722
GeneID	6722
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 280 du SRF humain (NP_003122.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris
SWISS	P11831
Poids de la protéine	52 kDa
Expédition	Pack de glace