

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Srf Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P11831

Numéro d'article: CM0026216



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre le SRF humain, validé pour WB, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la régulation transcriptionnelle et le développement cardiaque.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SRF Rabbit pAb
Remarques/Alias	MCM1 ; SRF
Espèce	Humain
Identifiant du Gène (Humain)	6722
Identifiant du Gène	6722
Immunogène	Peptide synthétique ; un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 321-420 du SRF humain (NP_003122.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P11831
Poids Moléculaire de la Protéine	52 kDa
Expédition	Sac de glace