

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Srfbp1 Pour Wb, Elisa - Q8Nef9

Numéro d'article: CM0027341

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre SRFBP1 humain, validé pour Western blot (WB) et ELISA, réactivité croisée avec la souris. Idéal pour l'étude de la transcription génique cardiaque et du traitement de SLC2A4.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SRFBP1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	P49; Rlb1; BUD22; STRAP; p49/STRAP; SRFBP1
Espèce	Humain
Identifiant de gène	153443
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 300 de SRFBP1 humain (NP_689759.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q8NEF9
Poids de la protéine	49 kDa
Expédition	Sac de glace