

Anticorps Polyclonal Anti-Srgn Pour Wb, Elisa - P10124

Numéro d'article: CM0013596

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre la SRGN humaine, validé pour WB et ELISA. Détecte la serglycine humaine et murine. Adapté à la recherche sur les granules sécrétoires, la fonction des cellules immunitaires et l'inhibition de la minéralisation osseuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SRGN Rabbit pAb
Remarques/Alias	PPG; PRG; PRG1; SRGN
Espèce	Humain
GeneID	5552
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-158 de la SRGN humaine (NP_002718.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P10124
Poids protéique	18kDa
Expédition	Sac de glace