

Anticorps Polyclonal Anti-Srgn Pour Wb, If-P, Elisa - P10124

Numéro d'article: CM0028082

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le SRGN humain (Serglycine). Adapté pour WB, IF-P, ELISA ; réagit de manière croisée avec les protéines humaine et murine. Idéal pour la recherche sur l'apoptose et les granules sécrétoires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SRGN Rabbit pAb
Remarques/Alias	PPG ; PRG ; PRG1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5552
GeneID	5552
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 59-158 du SRGN humain (NP_002718.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P10124
Poids protéique	18 kDa
Expédition	Glacière/sac de glace