

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sri Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P30626

Numéro d'article: CM0030718



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KO contre SRI (sorcine), une protéine cardiaque liant le calcium. Adapté pour WB, IHC-P et ELISA avec réactivité croisée contre l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le couplage excitation-contraction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] SRI Rabbit pAb
Remarques/Alias	SCN; V19; CP22; CP-22; RI
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6717
GeneID	6717
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-198 de la protéine SRI humaine (NP_003121.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P30626
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac isotherme