


Anticorps Polyclonal Anti-Srm Pour Wb, Elisa - P19623

Numéro d'article: CM0029797



Introduction

Le pAb de lapin SRM est un anticorps polyclonal ciblant la spermidine synthase, validé pour le WB et l'ELISA avec réactivité croisée pour l'humain, la souris et le rat. Convient pour les études de biosynthèse des polyamines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin SRM
Remarques/Alias	PAPT ; SPS1 ; SPDSY ; SRML1 ; SRM
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6723
GeneID	6723
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-302 du SRM humain (NP_003123.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P19623
Poids protéique	34 kDa
Expédition	Sac de glace