


Anticorps Polyclonal Anti-Srp14 Pour Wb, Elisa - P37108

Numéro d'article: CM0015595



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la SRP14 humaine, validé pour WB et ELISA. Reconnaît la SRP14 humaine, souris et rat, une composante de 15 kDa de la particule de reconnaissance du signal. Idéal pour l'étude de la translocation des protéines vers le RE.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SRP14 pAb de lapin
Remarques / Alias	ALURBP; SRP14
Espèce	Humain
GeneID	6727
Immunogène	Protéine de fusion recombinante correspondant aux acides aminés 1-136 de la SRP14 humaine (NP_003125.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P37108
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace