


Anticorps Polyclonal Anti-Srp19 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P09132

Numéro d'article: CM0030774



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant SRP19, une composante de la particule de reconnaissance du signal. Validé pour WB, IHC-P et ELISA avec réactivité croisée sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur le trafic des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	SRP19 Lapin pAb
Remarques/Alias	SRP19
Espèce	Humain
ID de Gène	6728
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-144 de SRP19 humain (NP_003126.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P09132
Poids Moléculaire	16kDa
Expédition	Sac de glace