


Anticorps Polyclonal Anti-Srp54 Pour Wb, Elisa - P61011

Numéro d'article: CM0025039



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la SRP54 humaine, validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée avec la souris. Idéal pour l'étude de la translocation de protéines médiée par SRP et du ciblage du RE.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	SRP54 Rabbit pAb
Remarques / Alias	SCN8; SRP54
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	6729
Identifiant de gène	6729
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 196-455 de la SRP54 humaine (NP_001139754.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P61011
Poids de la protéine	56 kDa
Expédition	Sachet de glace